

Anti-Six5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N196

Artikelnummer: CM0021784

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SIX5 (BOR2/DMAHP). Validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität bei Maus und Ratte. Zielt auf einen Transkriptionsfaktor ab, der an der Organogenese und Netzhautentwicklung beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BOR2, DMAHP, SIX5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	147912
Gen-ID	147912
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-170 von humanem SIX5 (NP_787071.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8N196
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel