

Anti-Skap2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75563

Artikelnummer: CM0015261



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches SKAP2, ein mit der Src-Kinase assoziiertes Phosphoprotein, das an der B-Zell-Adhäsion und Signalübertragung beteiligt ist. Validiert für die Anwendungen WB, IF/ICC und ELISA und kreuzreagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SKAP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PRAP, RA70, SAPS, SCAP2, SKAP55R, SKAP-HOM, SKAP2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8935
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-120 des menschlichen SKAP2 (NP_003921.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75563
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku