

Anti-SKIV2L2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P42285

Artikelnummer: CM0026836



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SKIV2L2 (MTR4/DOB1). Validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Untersuchen Sie Exosomen-RNA-Helikase in der nuklearen RNA-Überwachung und -Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SKIV2L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Dob1; Mtr4; SKIV2L2; fSAP118; KIAA0052
Spezies	Mensch
Gen-ID	23517
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-304 des humanen SKIV2L2 (NP_056175.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42285
Proteingewicht	118kDa
Versand	Eistasche