

Anti-Skp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P63208

Artikelnummer: CM0008099



Einführung

SKP1 Kaninchen mAb für Western Blot, IF/ICC, ELISA. Entwickelt für humanes, murines, rattiges SKP1 (P63208). Erkennt eine 19kDa-Proteinkomponente des SCF-Ubiquitin-Ligase-Komplexes, essentiell für Zellzyklus- und Signaltransduktionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SKP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6500
Gen-ID	6500
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 64-163 von humanem SKP1 (P63208) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P63208
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel