

Monoklonaler Anti-Skp2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13309

Artikelnummer: CM0011607



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Anti-SKP2-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes SKP2 (Q13309), ein F-Box-Protein, das den Zellzyklusverlauf durch ubiquitinvermittelte Degradation von p27 und anderen Substraten reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SKP2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	6502
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen SKP2 (Q13309) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13309
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku