

Anti-Skp2 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13309

Artikelnummer: CM0017469



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes SKP2 (p45, FBL1). Anwendungen: WB, IF/ICC, ELISA. Vorhergesagte Molekularmasse: 48 kDa. Kreuzreagiert mit Human. Für die Erforschung von Zellzyklusregulation, Ubiquitin-Proteasom-Signalweg und antivirale Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SKP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	6502
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 von humanem SKP2 (NP_005974.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13309
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel