

Anti-Skp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot, If/Icc, Elisa - Q13309

Artikelnummer: CM0027712



Einführung

Validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SKP2 für den Nachweis per Western Blot, IF/ICC und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Ein wichtiges Werkzeug für die Zellzyklus- und Ubiquitinierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SKP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
Spezies	Human
GeneID (Human)	6502
GeneID	6502
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SKP2 entspricht (NP_005974.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13309
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel