

Anti-Sla2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H6Q3

Artikelnummer: CM0018528



Einführung

SLA2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper für WB, ELISA. Erkennt humanes SLA2 (Src-like-adaptor 2), einen negativen Regulator der T-Zell-Rezeptor-Signalübertragung. Geeignet für immunologische und signalgebende Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MARS; SLAP2; SLAP-2; C20orf156; SLA2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84174
GenID	84174
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 von humanem SLA2 (NP_115590.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H6Q3
Proteinmasse	29 kDa
Versand	Eisbeutel