


Anti-Slamf6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Du3

Artikelnummer: CM0016436



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SLAMF6 (CD352/NTB-A). Für WB und ELISA validiert. SLAMF6 ist ein Rezeptor mit Selbstligandeneigenschaft, der die Aktivierung und Differenzierung von Immunzellen moduliert. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SLAMF6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	KALI; NTB-A; CD352; KALib; Ly108; NTB-A; SF2000; SLAMF6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	114836
Gen-ID	114836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-215 des humanen SLAMF6 (NP_001171643.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96DU3
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel