

Anti-Slamf7-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nq25

Artikelnummer: CM0027885

Einführung

Anti-SLAMF7 polyklonaler Antikörper (Kaninchen) für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf SLAM-Familienmitglied 7, einen Rezeptor, der die Aktivierung von Immunzellen moduliert. Nützlich für die immunologische Forschung. 37kDa, UniProt Q9NQ25.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLAMF7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57823
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-226 von menschlichem SLAMF7 (NP_067004.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQ25
Proteinmolekulargewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel