

Anti-Slamf7-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nq25

Artikelnummer: CM0015816

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes SLAMF7 (CS1, CD319). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. Geeignet für die Untersuchung der NK-Zell-Aktivierung und Immunmodulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLAMF7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57823
Gen-ID	57823
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-226 von humanem SLAMF7 (NP_067004.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NQ25
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel