

Anti-Slamf7 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nq25

Artikelnummer: CM0020185

Einführung

SLAMF7 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, geeignet für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines SLAMF7, ein Rezeptor der SLAM-Familie, das an der NK-Zellaktivierung und Immunregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLAMF7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	19A; CS1; CD319; CRACC; SLAMF7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57823
Gen-ID	57823
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-226 des menschlichen SLAMF7 (NP_067004.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NQ25
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel