

Anti-Slc12A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13621

Artikelnummer: CM0013212

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SLC12A1/NKCC2 gerichtet ist, erzeugt mit einem synthetischen Peptid. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum renalen Ionentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SLC12A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BSC; BSC1; CCC2; BSC-1; NKCC2; SLC12A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6557
GenID	6557
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem SLC12A1 (NP_000329.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q13621
Proteingewicht	121kDa
Versand	Eisbeutel