


Anti-Slc12A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55011

Artikelnummer: CM0014621



Einführung

Kaninchen anti-SLC12A2 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes NKCC1 (131 kDa), einen basolateralen Na-K-2Cl-Kotransporter, der für das Zellvolumen und die Ionenhomöostase entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC12A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BSC; BSC2; CCC1; BSC-2; KILQS; NKCC1; PPP1R141; SLC12A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6558
GenID	6558
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-280 von menschlichem SLC12A2 (NP_001037.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55011
Proteingewicht	131kDa
Versand	Eisbeutel