


Anti-Slc12A6-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Uhw9

Artikelnummer: CM0029643



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SLC12A6/KCC3 gerichtet ist. Validiert für IF/ICC und ELISA, unterstützt dieser Antikörper die Forschung zur Zellvolumenregulation und zum Kalium-Chlorid-Kotransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC12A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KCC3; ACCPN; KCC3A; KCC3B; CMT2II; SLC12A6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9990
GenID	9990
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-190 von humanem SLC12A6 (NP_598408.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UHW9
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel