

Anti-Slc12A7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y666

Artikelnummer: CM0017081



Einführung

SLC12A7-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist der K-Cl-Kotransporter KCC4, der an der Ionenhomöostase und am Hörvermögen beteiligt ist. Ideal für die Entwicklung von IVD-Assays und die biomedizinische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC12A7-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	KCC4; SLC12A7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10723
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-70 des menschlichen SLC12A7 entspricht (NP_006589.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y666
Proteingewicht	119 kDa
Versand	Kühlakku