


Anti-Slc14A1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13336

Artikelnummer: CM0007406



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes SLC14A1 (Harnstofftransporter 1, JK-Blutgruppenantigen), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Untersuchungen des Harnstofftransports in Erythrozyten und renalen Sammelrohren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC14A1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6563
GenID	6563
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 289-389 von humanem SLC14A1 entspricht. (NP_056949.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13336
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel