


Anti-Slc14A1/Harnstoff-Transporter 1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q13336

Artikelnummer: CM0021465



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC14A1 (Harnstoff-Transporter 1, JK-Blutgruppenantigen). Validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Geeignet für die Untersuchung von Harnstofftransport und Nierenphysiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC14A1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6563
GeneID	6563
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 158-257 von humanem SLC14A1 entspricht (NP_001295208.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13336
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel