


Anti-Slc16A2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Mct8) Für Wb, Elisa - P36021

Artikelnummer: CM0027074



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SLC16A2/MCT8 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Gewebe von Mensch, Maus und Ratte und detektiert eine 60 kDa-Bande. Geeignet für die Forschung zum Schilddrüsenhormontransport und MCT8-Mangel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC16A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AHDS; MCT7; MCT8; XPCT; MCT 7; MCT 8; MRX22; DXS128; DXS128E; SLC16A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6567
GenID	6567
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36021
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel