

Anti-Slc16A3/Mct4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15427

Artikelnummer: CM0009878

Einführung

CamelBio bietet Anti-SLC16A3/MCT4 Kaninchen-Monoklonalen Antikörper (O15427), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Dieser Antikörper zielt auf den Monocarboxylat-Transporter 4 ab und ist ideal für Studien zum Laktatstoffwechsel und zum Krebsstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC16A3/MCT4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9123
GenID	9123
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 410-465 des menschlichen SLC16A3/MCT4 entspricht (NP_004198.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15427
Proteinmasse	49 kDa
Versand	Eisbeutel