

Anti-Slc16A4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15374

Artikelnummer: CM0013200

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC16A4 (MCT4/5), einen wahrscheinlichen Monocarboxylat-Transporter. Validiert für WB und ELISA mit Reaktivität in Mensch und Ratte. Geeignet für Membranprotein-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	SLC16A4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCT4; MCT5; SLC16A4
Spezies	Mensch
Gen-ID	9122 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend Aminosäuren 388-487 von humanem SLC16A4 (NP_004687.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O15374
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eistasche