

## Anti-Slc16A4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15374

Artikelnummer: CM0030399

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SLC16A4 (MCT4/MCT5) gerichtet ist, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Unterstützt Studien zu Monocarboxylat-Transportern.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                   |
|-------------------|------------------------|
| Produktname       | SLC16A4 Kaninchen pAb  |
| Bemerkungen/Alias | MCT4; MCT5; SLC16A4    |
| Spezies           | Mensch                 |
| GenID (Mensch)    | 9122                   |
| GenID             | 9122                   |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid   |
| Quelle            | Kaninchen              |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper |
| Anwendung         | WB, ELISA              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus           |
| SWISS             | O15374                 |
| Proteingewicht    | 54kDa                  |
| Versand           | Eisbeutel              |