

Anti-Slc16A7 (Mct2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60669

Artikelnummer: CM0026065



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SLC16A7 (MCT2) gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Validiert für die Detektion von endogenen Monocarboxylat-Transportern in der Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC16A7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCT2; SLC16A7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9194
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 379-478 von humanem SLC16A7 (NP_001257551.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O60669
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel