


Anti-Slc17A5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nra2

Artikelnummer: CM0017063



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SLC17A5 (Sialin), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu lysosomalem Transport und Sialinsäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC17A5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SD; AST; NSD; SLD; ISSD; VEAT; SIASD; SIALIN; SLC17A5
Art	Mensch
GeneID	26503
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen SLC17A5 (NP_036566.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NRA2
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Icepack