

Anti-Slc17A7 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9P2U7

Artikelnummer: CM0014620

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SLC17A7, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA bei Mensch und Maus. Zielt auf den vesikulären Glutamattransporter 1 (VGLUT1) für die neurowissenschaftliche Forschung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC17A7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BNPI, VGLUT1, SLC17A7
Spezies	Mensch
Gen-ID	57030
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P2U7
Proteinmasse	62 kDa
Versand	Eisbeutel