


Anti-Slc19A1 (Reduced Folate Transporter) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P41440

Artikelnummer: CM0012921



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SLC19A1 (Reduced Folate Transporter), geeignet für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung zu Folattransport, Methotrexat-Aufnahme und zyklischer Dinukleotid-Immunsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC19A1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RFC; CHMD; FOLT; IFC1; REFC; RFC1; hRFC; IFC-1; MEGAF; RFT-1; hSLC19A1; SLC19A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6573
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 452-591 des humanen SLC19A1 (NP_919231.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P41440
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel