


Anti-Slc1A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P43005

Artikelnummer: CM0030452



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-SLC1A1/EAAT3 Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA. Erkennt den humanen, murinen und rattigen excitatorischen Aminosäure-Transporter 3. Für Neurowissenschaften, Nieren- und oxidativen Stress-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC1A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DCBXA; EAAC1; EAAT3; SCZD18; hEAAC1; SLC1A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6505
GenID	6505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 430-524 von humanem SLC1A1 (NP_004161.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43005
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel