


Anti-Slc1A4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43007

Artikelnummer: CM0016223



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC1A4 (ASCT1, SATT), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Aminosäuretransport und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SLC1A4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	SATT, ASCT1, SPATCCM, SLC1A4
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	6509
GenID	6509
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-220 des menschlichen SLC1A4 (NP_003029.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43007
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel