


## Anti-Slc1A4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P43007

Artikelnummer: CM0025337



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Anti-SLC1A4-Antikörper, der auf den menschlichen neutralen Aminosäuretransporter ASCT1 abzielt. Validiert in WB, IHC-P, ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der D-Serin-Homöostase und der Mechanismen des Aminosäuretransports.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SLC1A4 Kaninchen pAb                                                                                                  |
| Anmerkungen/Alias | SATT; ASCT1; SPATCCM; SLC1A4                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                |
| Gen-ID            | 6509                                                                                                                  |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des menschlichen SLC1A4 (P43007) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                   |
| SWISS             | P43007                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 56 kDa                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                             |