


Kaninchen-Poliklonaler Anti-Slc1A5-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15758

Artikelnummer: CM0015377



Einführung

Hochwertiger kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes SLC1A5 (ASCT2), geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Ideal für die Untersuchung von Glutamintransport, Tumormetabolismus und viralen Rezeptorfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC1A5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
Spezies	Mensch
GenelD	6510 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen SLC1A5 (NP_005619.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q15758
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel