

Anti-Slc1A6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48664

Artikelnummer: CM0028024

Einführung

Hochwertiger Anti-SLC1A6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines EAAT4, einen für Kleinhirn-Purkinje-Zellen essentiellen Glutamat-Transporter. Ideal für Neurowissenschaften und Transportstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC1A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EAAT4; SLC1A6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6511
GenID	6511
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 155-265 von menschlichem SLC1A6 (NP_001259016.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P48664
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel