

Anti-Slc1A7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000341

Artikelnummer: CM0024042

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC1A7 (EAAT5), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für Retina- und Neurowissenschaften zur Erforschung von Glutamattransport und synaptischer Hemmung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC1A7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLC1A7; AAAT; EAAT5; Solute Carrier Family 1 Member 7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6512
Gen-ID	6512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 480-560 von menschlichem SLC1A7 (NP_006662.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	000341
Proteingewicht	17kDa/60kDa
Versand	Eisbeutel