

Anti-Slc20A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wum9

Artikelnummer: CM0024883

Einführung

Validierter SLC20A1 Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte. Natriumabhängiger Phosphattransporter 1, relevant in der Verkalkungs- und Retrovirusrezeptorforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC20A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PIT1; GLVR1; PIT-1; Glvr-1; SLC20A1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6574
Gen-ID	6574
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 257-356 von humanem SLC20A1 (NP_005406.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8WUM9
Protein-Gewicht	74kDa
Versand	Eistasche