

## Anti-Slc20A2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q08357

Artikelnummer: CM0028165

### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen SLC20A2 (PiT-2), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Phosphattransport, Knochenmineralisierung und retroviralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SLC20A2 Kaninchen pAb                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | PIT2; RAM1; GLVR2; IBGC1; IBGC2; IBGC3; MLVAR; PIT-2; Ram-1; GLVR-2; SLC20A2                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                                |
| GenID (Human)     | 6575                                                                                                                                 |
| GenID             | 6575                                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 235-485 von humanem SLC20A2 (NP_001244110.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                   |
| SWISS             | Q08357                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 70kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |