


Anti-Slc22A11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nsa0

Artikelnummer: CM0028454



Einführung

Anti-SLC22A11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (OAT4), validiert für WB, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SLC22A11, einen plazentaren/nierenspezifischen organischen Anionentransporter. Ideal für Transportstudien und Forschung zur renalen Reabsorption und plazentaren Steroidaustausch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC22A11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OAT4; hOAT4; SLC22A11
Spezies	Human
GeneID (Human)	55867
GeneID	55867
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-140 von humanem SLC22A11 (NP_060954.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NSA0
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eistasche