


Anti-Slc22A2 (Oct2) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15244

Artikelnummer: CM0025390



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen organischen Kationentransporter SLC22A2/OCT2 gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Ideal zur Untersuchung von Arzneimittelclearance, Neurotransmittertransport und Polyaminwegen. Vorhergesagtes Molekulargewicht 63 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC22A2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OCT2; SLC22A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6582
Gen-ID	6582
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 44-140 von menschlichem SLC22A2 (NP_003049.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O15244
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel