


## Anti-Slc22A3/Oct3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75751

Artikelnummer: CM0003694



### Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Anti-SLC22A3/OCT3 Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches und murines Solute Carrier Family 22 Member 3 (O75751), einen wichtigen organischen Kationentransporter, der an der Aufnahme von Neurotransmittern und Arzneimitteln beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SLC22A3/OCT3 Kaninchen mAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | EMT; EMTH; OCT3; SLC22A3/OCT3                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                |
| GenID (Mensch)    | 6581                                                                                                                                  |
| GenID             | 6581                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 301-450 von menschlichem SLC22A3/OCT3 (O75751) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                             |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                          |
| SWISS             | O75751                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 61kDa                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                             |