

Anti-Slc22A5 (Octn2) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O76082

Artikelnummer: CM0021871



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen SLC22A5 (OCTN2), ein hochaffines Carnitin-Transporterprotein. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung des Carnitin-Stoffwechsels, der Darmhomöostase und der primären Carnitinmangelkrankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC22A5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CDSP; OCTN2; SLC22A5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6584
Gen-ID	6584
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 430-529 des menschlichen SLC22A5 (NP_003051.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O76082
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel