


Anti-Slc22A6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q4U2R8

Artikelnummer: CM0019377



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den humanen SLC22A6 (OAT1) organischen Anionentransporter. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch und Ratte. Ideal für die Forschung zu renalen Arzneimitteltransportern und Pharmakokinetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC22A6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OAT1; PAHT; HOAT1; ROAT1; SLC22A6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	9356
Gen-ID	9356
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-135 des humanen SLC22A6 (NP_004781.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q4U2R8
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel