

Anti-Slc22A7-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y694

Artikelnummer: CM0012998

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SLC22A7 (OAT2/NLT), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Proben von Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Arzneimitteltransports sowie der Nieren- und Leberfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC22A7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NLT; OAT2; hOAT11; SLC22A7
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10864
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 50-142 des humanen SLC22A7 (NP_696961.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y694
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku