

Anti-Slc23A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ugh3

Artikelnummer: CM0031031

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC23A2 (SVCT2), geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines Protein. Ideal für die Untersuchung von Ascorbattransport und Natrium-abhängiger Vitamin-C-Aufnahme.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC23A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NBTL1; SVCT2; YSPL2; SLC23A1
Spezies	Human
GeneID (Human)	9962
GeneID	9962
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 551-650 von humanem SLC23A2 entspricht (NP_005107.4)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UGH3
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel