

Anti-Slc24A4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nff2

Artikelnummer: CM0023738

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen SLC24A4 (NCKX4) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Kalziumtransport, Riechfunktion und Amelogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC24A4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AI2A5; NCKX4; SHEP6; SLC24A2; SLC24A4
Spezies	Mensch
GenID	123041
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 200-300 von menschlichem SLC24A4 (NP_705932.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NFF2
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel