

Anti-Slc24A5 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q71Rs6

Artikelnummer: CM0014383

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das humane SLC24A5, den Natrium/Kalium/Calcium-Austauscher 5, für IF/ICC und ELISA. Beteiligt am Ionen-transport in Melanosomen und an der Pigmentierung, geeignet für die Albinismusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC24A5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	JSX; OCA6; NCKX5; SHEP4; SLC24A5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	283652
GeneID	283652
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 220-300 des humanen SLC24A5 (NP_995322.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q71RS6
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel