

Anti-Slc25A1 Polyclonal Antikörper Für Wb, Elisa - P53007

Artikelnummer: CM0022308

Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes SLC25A1 (mitochondrieller Citrat-Transporter). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung im Stoffwechsel- und Krebsbereich.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SLC25A1; CTP; D2L2AD; SEA; SLC20A3; solute carrier family 25 member 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6576
GenID	6576
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 14-124 von humanem SLC25A1 (NP_005975.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53007
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel