

Anti-Slc25A1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P53007

Artikelnummer: CM0018257

Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC25A1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt endogene Spiegel von SLC25A1 in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zum mitochondrialen Citrattransport und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIC; CTP; SEA; CMS23; D2L2AD; SLC20A3; SLC25A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6576
GenID	6576
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-311 von humanem SLC25A1 (NP_005975.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53007
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel