

## Anti-Slc25A11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02978

Artikelnummer: CM0021204

### Einführung

Forschungsqualitäts-Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC25A11 (mitochondrialer 2-Oxoglutarat/Malat-Träger). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Stoffwechsels und der Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SLC25A11 Kaninchen pAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | OGC, PGL6, SLC20A4, SLC25A11                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| Gen-ID (Mensch)   | 8402                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 8402                                                                                                                       |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SLC25A11 (NP_003553.2) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                               |
| SWISS             | Q02978                                                                                                                     |
| Protein-Gewicht   | 34kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |