

Anti-Slc25A11 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02978

Artikelnummer: CM0028836

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SLC25A11 (OGC). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt mitochondriales 2-Oxoglutarat/Malat-Carrier-Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A11 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OGC; PGL6; SLC20A4; SLC25A11
Spezies	Human
GeneID (Human)	8402
GeneID	8402
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SLC25A11 (NP_003553.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q02978
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche