


Anti-Slc25A12-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075746

Artikelnummer: CM0016736



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SLC25A12, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattenprotein. Geeignet zur Untersuchung des mitochondrialen Aspartat-/Glutamattransports und metabolischer Shuttles.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A12-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8604
Gen-ID	8604
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-180 des humanen SLC25A12 (NP_003696.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75746
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Kühlpack