

Anti-Slc25A13 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ujs0

Artikelnummer: CM0016336



Einführung

Anti-SLC25A13 polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von mitochondrialem Aspartat/Glutamat-Antiport und Citrin-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CTLN2; NICCD; CITRIN; ARALAR2; SLC25A13
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10165
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 des menschlichen SLC25A13 (NP_001153682.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJS0
Proteinmasse	74 kDa
Versand	Eispackung