

Anti-Slc25A13/Citrin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Artikelnummer: CM0004175



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes SLC25A13/Citrin (SWISS: Q9UJS0). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von mitochondrialen Transporten und Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC25A13/Citrin Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	SLC25A13; ARALAR2; CITRIN; CTLN2; Solut Carrier Familie 25 Mitglied 13; SLC25A13/Citrin
Spezies	Mensch
GeneID	10165
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem SLC25A13/Citrin enthält (NP_055066.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJS0
Proteinmolekulargewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel